



**LA BOMBILLA PARA UN
SUEÑO SALUDABLE**



LED SPV
LUZ ROJA



100% LIBRE
DE LUZ AZUL
Y VERDE




LIBERACIÓN DE
MELATONINA



SUEÑO
REPARADOR

La **ampolleta roja Twilight** es la iluminación tenue ideal para usar antes de acostarse en lámparas de lectura, dormitorios, baños o en cualquier lugar donde pase las horas de la noche antes de acostarse.

Proteger tus ojos de la luz azul y verde no es suficiente. Cuando su piel está expuesta a la luz azul y verde durante la noche, alterará tu sueño y tus ritmos circadianos.



220-240V

1050K

4w

A60

E26

Espectro de luz biocompatible

Libre de pulsos de luz (ultrasonidos) entre 50Hz y 400KHz

Libre de electricidad sucia

Brillo: 185 lm.


Longitud de onda máxima: 625 nm.

Longitud de onda bloqueada: 100% entre 380 and 580nm


Parametros

Nombre	Valor	Nombre	Valor
Flujo(lm)	127.50	Ancho medio (nm)	78.2
Flujo radiante (mW)	733.45	Pico(nm)	625.5
CCT(K)	1037	Centro(nm)	636.0
Duv	-0.00504	Centroid(nm)	634.7
x,y	0.6347,0.3376	Relación de color (RGB)	67.3,32.4,0.3
u,v	0.4391, 0.3503	CIE1931 X	347.992
u ,v	0.4391,0.5255	CIE1931 Y	185.081
SDCM	75.86	CIE1931 Z	15.220
Ra	56.7	Vol(V)	231.10
Qa	-1.5	Cur(A)	0.036
S/P	0.271	Poder(W)	4.09
Dominante(nm)	608.80	Pf	0.481
Pureza (%)	91.7	Effic(lm/W)	31.17



Espectrograma



SDCM



CRI



Estado del instrumento

Tipo: MPS2000

Tiempo integral: 559.5ms

Rango de escaneo:380-800nm

VPico: 54715

VOscuro: 13672